



# МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПО УХОДУ ЗА ЛЕЖАЧИМ БОЛЬНЫМ

Добрый день! Меня зовут Артемий Монгуш, я являюсь автором уникального мобильного устройства по уходу за лежачим больным. Благодаря профильному образованию и многолетнему опыту работы медбратом, я детально изучил проблемы ухода за лежачими больными. Трудности выполнения простейших операций, необходимые физические усилия ухаживающего – все эти и прочие, не менее актуальные проблемы, помогает решить применение мобильного устройства по уходу за лежачим больным.


Сегодня я ищу надежных партнеров, которые высоко ценят статус отечественной медицины и готовы принять участие в его повышении и развитии конкурентоспособности. Вместе с Вами мы сможем облегчить жизнь миллионов больных по всему миру! Далее предлагаю подробнее ознакомиться с устройством.




# ПРОБЛЕМАТИКА



Данные исследований  
Министерства Здравоохранения РФ



Лежачих больных испытывают дискомфорт во время проведения необходимых процедур



Лежачих больных получают травмы во время проведения необходимых процедур


# ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ




Мобильное устройство по уходу за лежачим больным – это запатентованное техническое средство, облегчающее гигиенические процедуры для пассивных лежачих больных.



Цель мобильного устройства – зафиксировать больного в удобном положении для проведения ухаживающих процедур и без травм позвоночника у самого ухаживающего.



# АКТУАЛЬНОСТЬ



Соблюдение правил личной гигиены больными в тяжёлом состоянии – это условие для их скорейшего выздоровления. Главная трудность заключается в осуществлении данной процедуры. Мобильное устройство по уходу за лежачим больным решает эту проблему, сокращая период восстановления после травмы или тяжёлой болезни больного.



Техническое оснащение призвано создать комфортные условия для больного и ухаживающего за ним. Оно повышает качество проведения гигиенических процедур и уменьшает их продолжительность. При этом исключены неприятные ощущения во время применения устройства и травмы позвоночника у самого ухаживающего.

# УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мобильное устройство по уходу за лежачим больным разработано для использования:



в лечебно-профилактических учреждениях



в отделениях реанимации




в домашних условиях



в неврологии



в домах престарелых и хосписах



# ПРЕИМУЩЕСТВА



- Организация **высокого качества** ухода за лежачим больным
- **Профилактика** пролежней
- **Облегчение** процедуры смены подгузника и личной гигиены, а также подмывания промежности больного
- **Сокращение времени** ухода в больницах для медицинского персонала и в домашних условиях
- **Простая технология** использования без специальных навыков
- **Не нужно прилагать много усилий** и задействовать дополнительные средства
- С устройством **справится один человек**

# ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**1** необходимо повернуть лежачего больного на бок, затем подставить устройство под больного, начиная с поясничной области до нижних конечностей

**2** с помощью шарниров, расположенных на держателях ног с обеих сторон, поочередно приподнять ноги больного, при этом они без усилий согнутся в коленях

**3** затем с помощью шарнира, расположенного в крестцовой области, раздвинуть ноги больного для придания удобного положения при выполнении необходимых процедур


**4** механическим домкратом, расположенным в крестцовой области, где соединены держатели для ног и спины, приподнять больного на нужную высоту

**5** с помощью шарниров, вращая держатели для спины по бокам с обеих сторон, можно снять памперс (подгузник)

**6** шлангом - распылителем с водой, находящимся у основания устройства, оmyвается больному промежность, затем, не меняя положение больного, с помощью шарниров, вращая держатели для спины по бокам, одевают памперс (подгузник). При необходимости можно оставить больного на несколько минут в таком положении, поочередно вращая держатели для спины, для профилактики пролежней

**7** после окончания процедур отпустить домкрат, затем с помощью шарниров раздвинутые и согнутые в коленях ноги больного привести в исходное положение

**8** больного уложить на бок и убрать устройство





# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Аналогов мобильному устройству по уходу за лежачим больным не существует





**БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ  
И ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ!**

+7 (923) 262-40-04

[monartemy0078@gmail.com](mailto:monartemy0078@gmail.com)